



ООО «АЗГАР»



[www.azgar.by](http://www.azgar.by)



# НАША КОМПАНИЯ

Является белорусским разработчиком и производителем медицинских аппаратов серии «РЕФТОН-01» для оснащения отделений реабилитации, а также кабинетов физиотерапии и рефлексотерапии начиная с 1995 года.

# Наши преимущества



ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ  
ОБСЛУЖИВАНИЕ 12 мес.



ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ  
ПАРТНЕРСТВА



ДОСТУПНОСТЬ И  
ПРОСТОТА



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА  
КАЧЕСТВА **ISO 13485**

# «РЕФТОН-01-А»



# «РЕФТОН-01-А»

Предназначен для применения в лечебных и профилактических учреждениях широкого профиля

Предлагается в **одноканальном** или **двухканальном** исполнении

стабилизация по напряжению



## Предлагаемые типы воздействия:

ГТ

гальванизация и  
электрофорез

СМТ

расширенная  
амплипульстерапия

ДДТ

диадинамические  
токи

ЭМС

электромиостимуляция:  
ЭМС1+ЭМС2

КТ

кольцевой режим  
токами СМТ и ДДТ

ФТ

флюктуирующие  
токи

**МЛТ/СТ** - магнитолазерная терапия/светотерапия

# «РЕФТОН-01-АИ»



# «РЕФТОН-01-АИ»

Выпускаются в **одноканальном** или **двухканальном** исполнении, работают в режиме **стабилизации тока**, а функциональное наполнение возможно из следующих режимов:

**АНТОК, ИМПТОК, КРАНИО, ИТ, ЭД, МЛТ/СТ, ФИЗИО, РЕФЛЕКС, ТЕПЛО.**



## Преимущества:

**Работа в режиме стабилизации  
выходного тока**

амплитуда тока во время процедуры не изменяется и обеспечивается комфортное воздействие на пациента. На дисплее отображается фактическое значение выходного тока, которое остаётся постоянным при изменении условий проведения процедуры.

**Наличие предустановленных программ  
лечения в каждом режиме**

это программы, которые предварительно установленные в моделях аппаратов «РЕФТОН-01-АИ» с запрограммированными техническими параметрами для проведения процедуры лечения относительно определённых заболеваний или их профилактики

# «РЕФТОН-01-П»



# «РЕФТОН-01-П»

применяют для воздействия на организм человека с лечебными и профилактическими целями постоянным и переменными по амплитуде токами в **непрерывном** и **импульсном** режимах, **лазерным/световым** и **магнито-лазерным** факторами; стабилизация **по напряжению**;  
предлагается в **одноканальном** исполнении



## Предлагаемые типы воздействия:

ГТ

гальванизация и  
электрофорез

ДДТ

диадинамические  
токи

МЛТ/СТ

магнитолазерная  
терапия/  
светотерапия

# «РЕФТОН-01-РФТЛС»



# «РЕФТОН-01-РФТЛС»

применяют для воздействия на организм человека с лечебными и профилактическими целями **постоянным** и **переменным** токами в **непрерывном** и **импульсном** режимах, тепловым, световым, лазерным, и магнито-лазерным факторами; предлагается в **двухканальном** исполнении; стабилизация **по напряжению**



## Режимы и типы воздействия:

### РЕФЛЕКС

инвазивное и неинвазивное воздействие импульсами «Спайк – волна»

### ФИЗИО

**ГТ** (гальванический ток),  
**ДДТ** (диадинамические токи),  
**СМТ** (синусоидально-модулированные токи),  
**ТТ** (тетанизирующий ток)

### ТЕПЛО

термопунктура,  
термотест Акабанэ

### ЛАЗЕР

воздействие на точки акупунктуры низкоинтенсивным лазерным излучением (красный диапазон) + светотерапия сверхъяркими диодами

# Для лечения и реабилитации - новая модификация «РЕФТОН-01-АИ»

- ДВА НЕЗАВИСИМЫХ КАНАЛА
- СОЧЕТАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ФИЗИОТЕРАПИИ И РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ в одном аппарате:

✓ АНТОК

✓ ИМПТОК

✓ КРАНИО

✓ ИТ

✓ ЭД

✓ РЕФЛЕКС

✓ ТЕПЛО

✓ МЛТ/СТ



# ООО «АЗГАР»

## Наши контакты:

+375(17) 397-54-98

+375 (17) 397-45-82

+375 (17) 397-65-72

[sales@azgar.by](mailto:sales@azgar.by)

[azgar@azgar.by](mailto:azgar@azgar.by)

[www.azgar.by](http://www.azgar.by)