

ООО «АЗГАР»

2024 год

 www.azgar.by



НАША КОМПАНИЯ

Является белорусским разработчиком и производителем медицинских аппаратов серии «РЕФТОН-01» для оснащения отделений реабилитации, а также кабинетов физиотерапиии рефлексотерапии начиная с 1995 года.

Наши преимущества



ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ 12 мес.



ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
ПАРТНЕРСТВА



ДОСТУПНОСТЬ И
ПРОСТОТА



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА **ISO 13485**

Аппараты «РЕФТОН-01»

«РЕФТОН-01-А»

«РЕФТОН-01-АИ»

«РЕФТОН-01-П»

«РЕФТОН-01-РФТЛС»



«РЕФТОН-01-А»



«РЕФТОН-01-А»

Предназначен для применения в лечебных и профилактических учреждениях широкого профиля

Предлагается в **одноканальном** или **двухканальном** исполнении

стабилизация по напряжению



Предлагаемые типы воздействия:

ГТ

гальванизация и
электрофорез

ДДТ

диадинамические
токи

СМТ

расширенная
амплипульстерапия

ЭМС

электромиостимуляция:
ЭМС1+ЭМС2

КТ

кольцевой режим
токами СМТ и ДДТ

МЛТ/СТ

магнитолазерная
терапия/
светотерапия

«РЕФТОН-01-АИ»



«РЕФТОН-01-АИ»

Выпускаются в **одноканальном** или **двухканальном** исполнении, работают в режиме **стабилизации тока**, а функциональное наполнение возможно из следующих режимов:

АНТОК, ИМПТОК, КРАНИО, ИТ, ЭД, МЛТ/СТ



Преимущества:

**Работа в режиме стабилизации
выходного тока**

амплитуда тока во время процедуры не изменяется и обеспечивается комфортное воздействие на пациента. На дисплее отображается фактическое значение выходного тока, которое остаётся постоянным при изменении условий проведения процедуры.

**Наличие предустановленных программ
лечения в каждом режиме**

это программы, которые предварительно установленные в моделях аппаратов «РЕФТОН-01-АИ» с запрограммированными техническими параметрами для проведения процедуры лечения относительно определённых заболеваний или их профилактики

«РЕФТОН-01-П»



«РЕФТОН-01-П»

применяют для воздействия на организм человека с лечебными и профилактическими целями постоянным и переменными по амплитуде токами в **непрерывном** и **импульсном** режимах, **лазерным/световым** и **магнито-лазерным** факторами; стабилизация **по напряжению**;
предлагается в **одноканальном** исполнении



Предлагаемые типы воздействия:

ГТ

гальванизация и
электрофорез

ДДТ

диадинамические
токи

МЛТ/СТ

магнитолазерная
терапия/
светотерапия

«РЕФТОН-01-РФТЛС»



«РЕФТОН-01-РФТЛС»

применяют для воздействия на организм человека с лечебными и профилактическими целями **постоянным** и **переменным** токами в **непрерывном** и **импульсном** режимах: тепловым, световым, лазерным, и магнито-лазерным факторами; предлагается в **двухканальном** исполнении; стабилизация **по напряжению**



Режимы и типы воздействия:

РЕФЛЕКС

инвазивное и неинвазивное воздействие импульсами «Спайк – волна»

ФИЗИО

ГТ (гальванический ток),
ДДТ (диадинамические токи),
СМТ (синусоидально-модулированные токи),
ТТ (тетанизирующий ток)

ТЕПЛО

термопунктура,
термотест Акабанэ

ЛАЗЕР

воздействие на точки акупунктуры низкоинтенсивным лазерным излучением (красный диапазон) + светотерапия сверхъяркими диодами

ООО «АЗГАР»

Наши контакты:

+375(17)397-54-98

+375 (17) 397-45-82

+375 (17) 397-65-72

azgar@azgar.by

sales@azgar.by

www.azgar.by