

Устройство для снятия игл ДЛ-03: Защита медицинского персонала

Профессиональное решение для безопасной утилизации медицинских отходов от ООО «ДезЛаб» (Беларусь).

Устройство ДЛ-03 предназначено для бесконтактного снятия игл со шприцев сразу после проведения манипуляций. Это критически важный инструмент для предотвращения случайных уколов и защиты персонала от гемоконтактных инфекций (гепатиты В, С, ВИЧ).

Ключевые преимущества

- **Бесконтактное снятие:** Специальная конструкция позволяет отсоединить иглу одной рукой, не касаясь её пальцами.
- **Универсальность:** Подходит для игл всех типов и размеров, используемых в инъекционной терапии.
- **Прочность:** Изготовлено из первичного ударопрочного пластика, устойчивого к проколам и агрессивным дезрастворам.
- **Эргономичность:** Компактные размеры позволяют разместить устройство на манипуляционном столике или закрепить на стене.

Почему ДЛ-03 — это стандарт для клиники?

1. **Соответствие СанПиН:** Полностью отвечает требованиям по обращению с медицинскими отходами классов Б и В.
2. **Экономия времени:** Процесс снятия иглы занимает менее 2 секунд.
3. **Долговечность:** Простая и надежная конструкция без хрупких деталей.
4. **Сделано в Беларуси:** Гарантия лучшей цены, оперативные поставки и наличие регистрационного удостоверения.

